

## **ПОДГОТОВКА К КАПУСЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИИ**

**В день накануне исследования** рекомендуется употреблять только жидкую пищу (бульон, йогурт, осветленные соки, воду, чай, кофе).

**Накануне исследования с 18:00 до 20:00** необходимо принять препарат «Фортранс» 2 л (каждый 1 пакет на 1 л воды, 1 л раствора выпить в течение 1 часа по 250 мг каждые 15 минут, соответственно 2 литра – в течение 2 часов). Вместо «Фортранса» можно принять 1 литр «Мовипрепа» - растворить саше А и саше Б в 1 литре воды и принимать по 250 мг каждые 15 минут. Перед сном выпить суспензию «Эспумизан L» 5 мл, разведенной в стакане (200 мл) воды.

**В день исследования утром** (в 06:00-08:00) принять вторую порцию суспензии «Эспумизан L» 5 мл, разведенной в стакане (200 мл) воды.

Исследование проводится в амбулаторных условиях. Пациент проглатывает капсулу, запивая ее небольшим количеством воды. В течение дня пациент занимается обычными делами, следуя рекомендациям доктора по приему воды и пищи.

Капсула самостоятельно передвигается по желудочно-кишечному тракту и выводится из организма естественным путем. Предназначена только для одноразового использования. Встроенная камера во время движения по желудочно-кишечному тракту выполняет снимки с частотой 2 кадра в секунду. Снимки передаются на записывающее устройство (ресивер), закрепленное на поясе пациента. Приблизительно через девять часов пациент возвращает записывающее устройство в клинику. Изображения обрабатываются на рабочей станции и передаются доктору для анализа и подготовки описания. Результаты исследования и подробное описание пациент получает через 1-2 дня.